

METATRON Gesundheits-Check

Mit dem Metatron-Gerät wird der gesamte Organismus umfassend bioenergetisch ausgetestet. Dieses Frühdiagnostik-Gerät wurde vom russischen Institut für angewandte Psychophysik IPP entwickelt

Bild: Metatron 4025 Hunter, 4,9GHz, Metapathia



Mit dem Metatron Gesundheits-Check wird erstmals ermöglicht, vollständige Information über die Gesundheit eines Menschen zu erlangen sowie erste Krankheitssymptome (Defizite) zu erkennen, welche von bekannten Diagnosemethoden wie Röntgen, CT, MRI, Ultraschall zum Teil nicht erkannt werden.

Die Funktionsweise des Metatron-Gerätes ist folgende: jedes Organ, jede Zelle unseres Körpers sendet eine für sich selbst charakteristische elektromagnetische Information. Diese Information (weisses Rauschen) wird erfasst und mit hinterlegten Normwerten verglichen, um zu erkennen, wo im Organismus eine Schwachstelle entstanden oder am entstehen ist. Es erkennt und unterscheidet akute und chronische Prozesse im Organismus.

Mit Hilfe des Metatron ist es möglich, Defizite im Körper aufzuspüren und mit natürlichen Methoden auszugleichen, lange bevor Symptome auftreten.



Die anatomischen Bilder sind in der Datenbank hinterlegt, auf ihnen werden die Messresultate verschieden farbig abgebildet.

Die Messung mit dem Metatron-Gerät macht den Untersuchungsprozess unkompliziert und hoch informativ. Sie ist bezüglich Sicherheit und Komfort für die Testperson konkurrenzlos und bedarf keiner besonderen Vorbereitung, verursacht keine Bestrahlung des Organismus und ist absolut schmerzlos. **Ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt, ist das Metatron-Gerät heute in der Gesundheitsmedizin von grösstem Nutzen.**

Mit dem bioenergetischen Analyse-System Metatron werden alle Organe, die Lymphgefäße, das Blut, die Blutgefäße, Knochen, Zellen, Gelenke, Muskeln, Nerven, Haut, Zähne, usw. untersucht.

Der energetische Gleichgewichtszustand des Organismus liefert einen ersten Eindruck über den funktionalen Zustand eines Organs bzw. eines Gewebes. Wird ein Ungleichgewicht festgestellt, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, energetisch oder therapeutisch den Gleichgewichtszustand wieder zu erreichen (z.B. mit Kräuterpräparaten, homöopathischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder Spagyrik).

Die Untersuchung geschieht absolut lautlos, schmerzfrei und ohne Körperkontakt. Ein aufgesetzter "Kopfhörer" liefert die gemessenen Signale zum Computer, welcher die Auswertung vornimmt. Die Testperson kann den Verlauf und die Anzeige der Resultate auf dem Bildschirm mitverfolgen. Die Untersuchungsergebnisse und therapeutischen Massnahmen werden mit Ihnen ausführlich besprochen.

Untersuchung für Erwachsene und Kinder

Der Metatron Gesundheits-Check (Dauer ca. 1,5 Std.) beinhaltet:

- 1. Bioenergetische Untersuchung** des ganzen Körpers mittels Scanningvorgang. Dieser Scanningvorgang zeichnet selbständig Stärken und Schwächen des Organismus auf. Dauer ca. 30 Minuten.
- 2. Analyse der Resultate:** Angezeigte Schwächen interpretieren und besprechen. Dauer ca. 40 Minuten.
- 3. Ergreifen von Massnahmen** zur Stärkung der Selbstheilungskräfte mittels allopathischen, homöopathischen, phytotherapeutischen oder lithotherapeutischen Essenzen. Lebensmittelunverträglichkeiten bestimmen. Dauer ca. 20 Minuten.

Über die **Kosten** einer Messung geben wir Ihnen gerne persönlich Auskunft oder Sie informieren sich auf unserer Homepage.

Anlaufstelle Gesundheit

Metatron Gesundheits-Check

Beat Gautschi

Reidholzstrasse 33

CH-8805 Richterswil

Tel. 044/788 18 17

beat-gautschi@bluewin.ch

www.metatron-diagnose.ch

Die Krankenkassen vergüten zum Teil bis zu 80% der Kosten dieses Gesundheits-Checks in der Zusatzversicherung (nichtärztliche Vorsorgeuntersuchung, Check-up).

Möchten Sie sich über dieses Gerät und die NLS-Diagnostik weiter informieren,
dann empfehlen wir Ihnen folgende Internetadressen:

www.de.metatron-nls.ru (Hersteller)

www.commedi.de

www.metatron-info.com

© Metatron Gesundheits-Check seit 2008

Feinstruktur eines Frequenzintervalls auf der logarithmischen Gerade. In der Mitte der Knotenpunkt. Links und rechts Subintervalle.

